

# Probówkostrzykawka do pozyskiwania surowicy (polipropylen)

Służy do pobrania krwi oraz do jej wysyłki i dalszej obróbki w laboratorium. Jest ona tak skonstruowana, że po pobraniu krwi wystarczy tylko odłamać prowadnicę tłoczka, zamknąć konus nasadką i próbka jest gotowa do wysyłki. Konus typu Luer pozwala na pobieranie krwi igłami jednorazowego użytku dowolnych rozmiarów. Podciśnienie wytwarza się poprzez pociąganie tłoczka. Jest to zasadnicza zaleta w porównaniu z gotowymi probówkami podciśnieniowymi. W przypadku zaciągnięcia powietrza tłoczek można przesunąć do pozycji wyjściowej i ponowić próbę.

Pojemność i wymiary probówkostrzykawek:

pojemność 4,9 ml	średnica 12,5	długość 92 mm
pojemność 7,5 ml	średnica 15,0	długość 92 mm

Probówkostrzykawka do pozyskiwania surowicy zawiera środek przyspieszający wykrzepianie oraz plastikowe perelki, które układają się pomiędzy surowicą a skrzepem, co pozwala na łatwiejsze pobranie z niej surowicy. Górna krawędź próbki zaopatrzona jest w mechanizm zygzakowo-zaczepowy pozwalający na łatwe i szybkie zdjęcie zakrętki z konusem i uzyskanie próbki gotowej do obróbki w laboratorium. Dla ułatwienia oznakowania próby, probówkostrzykawki, niezależnie od wielkości, mogą być zaopatrzone w następujące etykiety:

- papierowe bez kodu kreskowego - pozwalają na opis próby,
- foliowe dwuczęściowe, z podwójnym kodem kreskowym - pozwalają na elektroniczny odczyt próby i jej przyporządkowanie do pozycji na liście identyfikacyjnej. Jedna część etykiety z kodem kreskowym pozostaje na probówkostrzykawce a drugą, z tym samym kodem, po oderwaniu, nakleja się na listę identyfikacyjną zwierząt, od których pobrano krew.

Probówkostrzykawki zapewniają łatwość i niezawodność w:

- doborze igły,
- pobieraniu krwi,
- transporcie próbek,
- oznakowaniu próbek,
- obróbce w laboratorium.

