

Probówkostrzykawka do pozyskiwania pełnej krwi zawierająca EDTA

Służy do pobrania krwi oraz do jej wysyłki i dalszej obróbki w laboratorium. Jest ona tak skonstruowana, że po pobraniu krwi wystarczy tylko odłamać prowadnicę tłoczka, zamknąć konus nasadką i próbka jest gotowa do wysyłki. Konus typu Luer pozwala na pobieranie krwi igłami jednorazowego użytku dowolnych rozmiarów. Podciśnienie wytwarza się poprzez pociągnięcie tłoczka. Jest to zasadnicza zaleta w porównaniu z gotowymi probówkami podciśnieniowymi. W przypadku zaciągnięcia powietrza tłoczek można przesunąć do pozycji wyjściowej i ponowić próbę. Pojemność i wymiary probówkostrzykawek: pojemność 7,5 ml; średnica 15,0; długość 92 mm. Probówkostrzykawka zawiera EDTA i służy do pobierania i badania pełnej krwi (PCR) w kierunku np. chor. niebieskiego języka, badań hematologicznych i. in. Górna krawędź próbki zaopatrzona jest w mechanizm zygzakowo-zaczepowy pozwalający na łatwe i szybkie zdjęcie zakrętki z konusem i uzyskanie próbki gotowej do dalszej obróbki w laboratorium. W standardzie probówkostrzykawki z EDTA zaopatrzone są w etykiety papierowe.

